

PROCESO PARA ELABORAR UN PROVISIONAL EN CLÍNICA



Marco Millán González
C/ Ca N'Andal 53 Santa Perpetua
Tel: 696 49 57 17 marco.dentimarc@gmail.com



- Toma de impresión



- Recortar canales de drenaje en la impresión para que el material pueda fluir
- En este momento realizaremos la preparación y el tallado los muñones
- Engrasar los muñones con vaselina
- Lubricar la impresión también
- Rellenar desde las áreas oclusales a las áreas gingivales, sobrellenar ligeramente
- Mantener las cánulas sumergidas en el material para evitar burbujas de aire



- Insertar la impresión en la boca lentamente y examinar el ajuste
- Observar el proceso de fraguado intraoralmente , no dejar fraguar del todo



- Retirar el provisional de la boca cuando el material está todavía en estado plástico
- Eliminar el sobrante antes del fraguado completo del provisional
- Para mejorar la precisión reinsertar los provisionales después de la extraerlos de la impresión y eliminado el sobrante
- Dejar fraguar completamente en boca, volviendo a lubricar los muñones con vaselina



- Los márgenes del provisional deben apuntar hacia arriba durante el pulido



- Examinar la oclusión en la boca
- Crear márgenes de los provisionales delgados para que se pueda recuperar el tejido
- Se pueden realizar reparaciones con flow intraoralmente y extraoralmente



- Acabado opcional con barniz



- Cementado habitual con un cemento temporal de larga duración
- Cementos temporales con eugenol pueden dificultar el fraguado de cementos permanentes a base de resina



El provisional aporta una parte importante para la salud de los dientes!

Funciones de un provisional:

- Protección contra influencias externas
- Preservación posición de dientes
- Masticar – sonreír – hablar
- Simulación de la situación final