

# LED. H Silver



Esta **lámpara de fotocurado LED-H** cuenta con un diseño moderno y un peso muy ligero, cualidad que le permitirá poderla utilizar a lo largo de toda la actividad profesional diaria sin causar fatiga alguna.

Además, dispone de 3 modos de trabajo -normal, rampa e intermitente- y una batería de alta capacidad con duración de carga para 200 ciclos de fotocurado continuos.

## CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo metálico para mayor resistencia.
- Potencia de luz: 1000-1200 mW/cm<sup>2</sup>.
- Longitud de onda: 480-490nm.
- Peso neto: 178g.
- 3 modos de trabajo: Continuo, Rampa creciente, Pulsos intermitentes.
- Timer digital con visor en segundos con ajustes desde 5s. a 40s.
- Dimensiones: Ø 25mm x 252mm de longitud
- Voltaje y frecuencia: 110V-240V 50Hz/60Hz.
- La batería puede ser reemplazada fácilmente
- Cumple con las normas de control de calidad FDA, CE, Invima.